

- دوربین درجه علمی CX۵ ساخت آلمان
- رزولیشن ۵ مگاپیکسل قابل ارتقا تا ۲۰ مگاپیکسل
- Passive cooling
- ۱۶ بیت – ۵۳۶ ۶۵ grey levels
- اتصال USB۳
- لنزهای motorized zoom
- میدان دید: ۲۱×۲۶ (سانتیمتر)
- نمایش تصویر، فوکوس و تنظیم نور خودکار
- دارک روم آلومینیوم و استیل ضد زنگ
- خاموش شدن خودکار UV بعد از باز شدن درب دستگاه یا چند دقیقه عدم استفاده از دستگاه
- فیلتر UV cut-off و ۱۰ پوزیشن فیلتر
- ترانس ایلومیناتور کشویی
- بدست آوردن تصویر بدون نیاز به نرم افزار Bio-Vision با full GLP compliance
- محاسبه وزن ملکولی، کمیت باند، شمارش کلونی و محاسبه مسافت
- تصویربرداری ژل های DNA و RNA