



PARSIAN TEB ZAMAN

Engineering CO.

تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی

ESR Analyzer (Sedimex)



www.Parsian-teb.com
Info@Parsian-teb.com



شرکت مهندسی

یارپیان طب زمان

تولید کننده دستگاههای آزمایشگاهی - پزشکی

مشخصات دستگاه

- Random Access
- ۱۰ و ۳۰ کاناله
- حداکثر ۲۰ تست در ساعت (۱۰ کاناله)
- و حداکثر ۶۰ تست در ساعت (۳۰ کاناله)
- محاسبه نتایج بر اساس روش Westergren
- اعلام نتایج در ۱۸ درجه سانتیگراد
- محدوده اندازه گیری ۱۴۰~۱
- دقت اندازه گیری ± 0.2 mm
- قابلیت اتصال به کامپیوتر مرکزی LIS
- قابلیت اتصال به چاپگر سوزنی و حرارتی
- قابلیت اتصال به بارکد خوان
- قابلیت تعریف کد مریض
- قابلیت آنالیز با لوله های ۱.۶ ml , ۱.۲۸ ml
- دارای منوی فارسی
- $CV=3\%$
- نرم افزار ساده و کاربری آسان
- صفحه نمایش Touch Screen

مشخصات فنی

- صفحه نمایش: گرافیک LCD (128x240)
- ولتاژ ورودی: $220 \pm 10\%$ V - 50-60 Hz
- ابعاد: (25x20x30) Cm
- وزن: 2 Kg

