

ردیف	نام محصول / شرح	وضعیت موجودی
۱	Centrifuge 5430R rotary knobs, refrigerated, without rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU). Temperature range: -11 °C to +40 °C شماره درخواست : 5428000619 	موجود است
۲	Rotor A-2-MTP شماره درخواست : 5427700005 incl. wind shield and rotor lid, with 2 buckets , 2-place swing-bucket rotor for MTP, PCR and Deepwell Plates (max. 0.5 mL) 	موجود است
۳	Rotor FA-45-30-11 شماره درخواست : 5427753001 aerosol-tight, incl. rotor lid, for 5430/5430R. Max.speed: 25025 × g (15,350 rpm) . Max. capacity: 30 × 1.5/2.0 mL tubes 	موجود است
۴	Rotor FA-45-48-11 شماره درخواست : 5427754008 aerosol-tight, incl. rotor lid, for 5430/5430R. Max.speed: 18,213 × g (12,700 rpm) . Max. capacity: 48 × 1.5/2.0 mL tubes 	موجود است
۵	Rotor FA-45-24-11-HS شماره درخواست : 5427710000 aerosol-tight, incl. rotor lid, PTFE coated, for 5430/5430R. Max.speed: 30,130 × g (17,500 rpm) . Max. capacity: 24 × 1.5/2.0 mL tubes 	موجود نیست
۶	Adapter for 1 sample tube (0.5 mL, max. Ø 8 mm) or 1 Microtainer® (0.6 mL, max. Ø 8 mm), for all 1.5/2.0mL rotors, 6pcs شماره درخواست : 5425716001 	موجود است

صفحه ۲ از ۲

ردیف	نام محصول / شرح	وضعیت موجودی
۷	Adapter for 1 PCR tube (0.2 mL, max. Ø 6 mm), for all 1.5/2.0mL rotors, 6pcs شماره درخواست : 5425715005 	موجود است
۸	Rotor F-35-6-30 شماره درخواست : 5427716009  incl. rotor lid, with 6 adapters each for 15 mL/50 mL conical tubes, for 5430/5430R. Max. speed: 7745 x g (7,830 rpm)	موجود است

توضیحات فنی :

ردیف یک : دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بدون روتور، دارای محدوده دمایی کاری منفی ۱۱ تا ۴۰ درجه سانتی گراد. امکان استفاده از ۱۲ روتور مختلف و با حداکثر ۱۷.۵۰۰ rpm و شتاب ۳۰.۱۳۰ g.

ردیف دو : روتور مدل : روتور مدل : Rotor FA-45-30-11 با ظرفیت ۳۰ عدد میکروتیوپ ۱.۵ و ۲ میلی لیتر بصورت مستقیم، و میکروتیوپ ۰.۲ و ۰.۵ میلی لیتر با استفاده از آدابتور. حداکثر ۱۵.۳۵۰ rpm و شتاب ۲۵.۰۲۵ g.

ردیف سه : روتور مدل : A-2-MTP با دو عدد باکت الاکلنگی (swing-bucket) با ظرفیت دو عدد میکروپلیت یا پلیت PCR و یا پلیت Deep Well (حداکثر ۴.۶۸۰ rpm و شتاب ۲.۲۰۴ g)

ردیف چهار : روتور مدل : Rotor FA-45-48-11 با ظرفیت ۴۸ عدد میکروتیوپ ۱.۵ و ۲ میلی لیتر بصورت مستقیم، و میکروتیوپ ۰.۲ و ۰.۵ میلی لیتر با استفاده از آدابتور. حداکثر ۱۲.۷۰۰ rpm و شتاب ۱۸.۲۱۳ g.

ردیف پنج : روتور مدل : Rotor FA-45-24-11-HS با ظرفیت ۲۴ عدد میکروتیوپ ۱.۵ و ۲ میلی لیتر بصورت مستقیم و میکروتیوپ ۰.۲ و ۰.۵ میلی لیتر با استفاده از آدابتور. حداکثر ۱۷.۵۰۰ rpm و شتاب ۳۰.۱۳۰ g.

ردیف شش : یک ۶ عددی آدابتور برای میکروتیوپ ۰.۵ میکرولیتر. (انتخابی می باشد)

ردیف هفت : یک ۶ عددی آدابتور برای میکروتیوپ ۰.۲ میکرولیتر. (انتخابی می باشد)

ردیف هشت : یک روتور مدل : Rotor F-35-6-30 به همراه آدابتورهای مورد نیاز با ظرفیت ۶ عدد لوله فالکون ۱۵ یا ۵۰ میلی لیتر. حداکثر ۷.۸۳۰ rpm و شتاب ۷.۷۴۵ g.

با تجدید احترام

حامد مرادی - مدیر فروش

