

- دوربین درجه علمی CX۵ ساخت آلمان
- رزولیشن ۵ مگاپیکسل قابل ارتقا تا ۲۰ مگاپیکسل
- Passive cooling
- ۱۶ بیت – ۵۳۶ ۶۵ grey levels
- اتصال USB۳
- لنزهای motorized zoom
- عکس برداری با فشردن یک دکمه و سرعت خیلی بالا (چند ثانیه)
- دارک روم آلومینیوم و استیل ضد زنگ
- خاموش شدن خودکار UV بعد از باز شدن درب دستگاه یا چند دقیقه عدم استفاده از دستگاه
- فیلتر UV cut-off و ۴ پوزیشن فیلتر
- تشخیص خودکار نوع پدانتخابی
- بدست آوردن تصویر بدون نیاز به نرم افزار Bio-Vision با full GLP compliance
- محاسبه وزن ملکولی، کمیت باند، شمارش کلونی و محاسبه مسافت
- قابلیت حاشیه نویسی برای تصویر
- تصویربرداری ژل های DNA و RNA
- به همراه UV-Pad M ۲۶
- ترانس ایلومیناتور ۳۱۲ nm سایز ۲۱x۲۶ cm