

ESR Analyzer (Sedimex)



SEDIMEX

مشخصات دستگاه

- Random Access
- ۱۰ و ۳۰ کاناله
- حداکثر ۲۰ تست در ساعت (۱۰ کاناله)
- و حداکثر ۶۰ تست در ساعت (۳۰ کاناله)
- محاسبه نتایج بر اساس روش Westergren
- اعلام نتایج در ۱۸ درجه سانتیگراد
- محدوده اندازه گیری 1-140
- دقت اندازه گیری ± 0.2 mm
- قابلیت اتصال به کامپیوتر مرکزی LIS
- قابلیت اتصال به چاپگر سوزنی و حرارتی
- قابلیت اتصال به بارکد خوان
- قابلیت تعریف کد مریض
- قابلیت آنالیز با لوله های 1.28 ml , 1.6ml
- دارای منوی فارسی
- CV=%3
- نرم افزار ساده و کاربری آسان
- صفحه نمایش Touch Screen

مشخصات فنی

- صفحه نمایش: گرافیک LCD (128x240)
- ولتاژ ورودی: V $\pm 10\%$ 220 - 50-60 Hz
- ابعاد: Cm (25x20x30)
- وزن: 2 Kg

