

هود لامینار کلاس یک

معرفی محصول

هود لامینار کلاس یک یک محیط کاری استریل برای انجام عملیات حساس آزمایشگاهی، کشت بافت، تولید قارچ و فرآوردهایی که نیازمند حفظ نمونه در برابر آلودگی محیطی هستند فراهم می‌کند. این دستگاه با فیلتر HEPA و جریان هوای یکنواخت، از ورود ذرات و میکروارگانیسم‌ها جلوگیری کرده و کیفیت نمونه‌برداری و کشت را افزایش می‌دهد.

ویژگی‌ها و مزایا

مجهز به فیلتر HEPA با راندمان 99.97٪
ایجاد جریان هوای یکنواخت و بدون آشفتگی
ساختار مقاوم و مناسب برای محیط‌های آزمایشگاهی
دارای لامپ UV برای استریل‌سازی فضای داخلی
مصرف انرژی کم و صدای پایین

کاربردها

کشت بافت گیاهی
پرورش قارچ
آزمایش‌های میکروبی و سلولی
صنایع بیولوژیکی سبک

مراحل آماده‌سازی و استفاده

استریل‌سازی اولیه با الکل ۷۰٪
پاک‌سازی تمام سطوح داخلی به جز فیلتر HEPA و لامپ UV
روشن کردن لامپ UV به مدت حداقل ۲۰ دقیقه
روشن کردن فن و تنظیم شدت جریان قبل از شروع کار

اطلاعات خرید و قیمت

برای استعلام قیمت هود لامینار کلاس یک و انتخاب مناسب‌ترین مدل برای محیط‌های استریل، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید. دستگاه‌ها با کیفیت بالا و قیمت رقابتی عرضه شده و امکان مشاوره قبل از خرید نیز فراهم است.



مشخصات هود لامینار



هود کلاس یک درب دستی

لامپ UVc
ایتالیایی

فن سانتریفوژ

تعویض آسان
فیلتر

کفی استیل

پیش فیلتر

فیلتر HEPA
h13

لامپ LED

بدنه مستحکم